

ПАСПОРТ

ООО «МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

2004 г.

СТОЛИКИПРОЦЕДУРНЫЕ
МСК-501, МСК-501М, МСК-501-01, МСК-501-01М, МСК-504, МСК-502, МСК-502М, МСК-502-01, МСК-502-01М
(СПп-01-«МСК»-ПС, СПп-02-«МСК»-ПС, СПп-03-«МСК»-ПС)

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Столики предназначены для оснащения стоматологических, смотровых процедурных кабинетов больниц и поликлиник.
1.2. Столики изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Основные параметры к размеры.
2.1.1. Основные параметры и размеры столиков указаны в таблице 1.
Таблица 1

Наименование параметров	Значение параметров СПп-01-«МСК»
1 Габаритные размеры каркаса	622x402x890
2 Масса, кг, не более	16
3. Количество полок	2
4. Материал полок:	
- стекло	+
- нержавеющая сталь	+

- 2.2. Характеристики (свойства):
2.2.1 Столики выдерживают равномерно распределенную нагрузку массой не более 50 кг
2.2.2 Столики имеют 4 колеса, диаметром не менее 75 мм, вращающиеся вокруг вертикальной оси.
2.2.3. Усилие, необходимое для перемещения столиков с номинальной нагрузкой не более 100 Н(10 кг), при этом колеса столиков должны быть сориентированы в направлении движения.
2.2.4. Каркас столиков должен иметь защитно-декоративные покрытия эпоксидной порошковой краской «Эколак» по 2329-382-02068474-2000, нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.
2.2.5 Покрытия металлических деталей соответствуют требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.
2.2.6. Столики устойчивы к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ГОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30 12, 1998 года.
2.2.7. Столики при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида исполнения УХЛ 4.2.
2.2.8. Столики, упакованные в транспортную тару, сохраняют работоспособность после механических воздействий по ГОСТ Р 50444.
2.2.9. Полный средний срок службы столиков до списания, не менее 6 лет.
За критерий предельного состояния столиков принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки столиков соответствует указанному в таблице 2

Таблица 2

Наименование изделия	Обозначение документа	Количество, шт.
*Столик процедурный передвижной с двумя стеклянными полками СПп-01-«МСК» в сборе или	ТУ 9451-004-52962725-01	1
*Столик процедурный передвижной с тремя полками из нержавеющей стали СПп-02-«МСК» в сборе		
Столик процедурный передвижной с двумя полками из нержавеющей стали СПп-03-«МСК» в сборе	ТУ 9451-004-52962725-01	!
Паспорт		1

Примечание: * - по согласованию с заказчиком полки могут быть изготовлены из стекла или нержавеющей стали.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1 В зависимости от модели столики состоят из:
- двух полок (модели СПп-01-«МСК», СПп-03-«МСК»);
- трех полок (модель СПп-02-«МСК»),
4.2 Каркас столика изготовлен из стальных труб круглого сечения
4.3 Полки могут быть изготовлены из стекла или нержавеющей стали 12Х18Н10Т, кроме модели СПп-03-«МСК», где материал изготовления полок -только нержавеющая сталь.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 К сборке и эксплуатации столиков допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию столиков и правила эксплуатации

6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 6.1 После транспортирования столиков в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных условиях не менее 2 часов.
6.2 Распаковать столики и проверить целостность покрытия и целостность полок (для моделей со стеклянными полками).
6.3. Проверить комплектность.
6.4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

- 7.1 Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.
7.2 Осуществить сборку согласно инструкции.
7.3 Перед началом эксплуатации проверьте крепление колес.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1 Техническое обслуживание включает в себя ежедневный осмотр целостности покрытий и столиков,

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 9.1 Столики в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 100% при температуре +25°С.
9.2 Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред, воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.3. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие столиков требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
10.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода столиков в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.
10.3. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столики процедурные СПп-01-«МСК»-ПС, СПп-02-«МСК»-ПС, СПп-03-«МСК»-ПС_____
Дата выпуска_____
Соответствуют техническим условиям ТУ 9452-002-52962725-01 и признаны годными к эксплуатации.

М.П.

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники

Номер и дата выпуска^
Приобретено_____

па, подпись, штамп торгующей организации

Инструкция по сборке столика процедурного

1. Прикрепить рамки к дуге и стойкам винтами и гайками.
*Сбору производить с верхней рамки.
2. Прикрепить колеса к дуге и стойкам.
3. Установить поддоны.

